

Bańki Akupunkturowe JIAN SHEN GUAN 4



Cena: 28,42 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	4 szt.
Postać	-
Producent	MERIDIAN PIOTR KAZAŁA

Opis produktu

Opis

Gumowe bezogniowe bańki akupunkturowe Jian Shen Guan jest wyrobem medycznym przebadanym pod kątem działania uczulającego i drażniącego. Może być bezpiecznie stosowany przez ludzi. Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi i załączoną ulotką informacyjną oraz przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Zastosowanie

- Nakładanie baniek na punkty akupunkturowe może przynieść ulgę w wielu chorobach, takich jak: cellulit, astma, nadciśnienie, problemy żołądkowe,

impotencja, ropień prostaty, hemoroidy, choroby stawów, bóle mięśni itp.

- Usuwanie ciał obcych, pasożytów skórnych (takich jak kleszcze), owadów i toksycznych odpadów po ukąszeniach węży.

Przeznaczenie

Nakładanie baniek na punkty akupunkturowe może przynieść ulgę w wielu chorobach, takich jak: cellulit, astma, nadciśnienie, problemy żołądkowe, impotencja, ropień prostaty, hemoroidy, choroby stawów, bóle mięśni itp.

Sposób użycia

- Przed przystąpieniem do zabiegu całą powierzchnię masującą należy nasmarować oliwą z oliwek.
- Przytrzymaj bańkę obiema rękami, naciśnij dolną krawędź bańki palcem wskazującym i środkowym, a kciukiem naciśnij górną część bańki.
- Naciśnij pęcherzyk powietrza, aby usunąć powietrze ze środka.
- Następnie delikatnie naciśnij wybrane miejsce, odsuń palec od krawędzi miseczek w kierunku ciała i puść podstawę kciuka.
- W zależności od intensywności ciśnienia dostępne są wyższe lub niższe ciśnienia ssania.



6. wyższe ciśnienie aspiracji dla dorosłych w obszarach mięśniowych; Mniejszy nacisk na dzieci i miejsca mniej umięśnione i wrażliwe, takie jak skronie i twarz.

Ważne wskazówki

Nie stosować produktu w celu określonym przez producenta i uwzględnić przeciwwskazania; patrz instrukcja użytkowania. Produkty należy chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem i nie należy ich używać w temperaturach poniżej 10°C i powyżej 30°C. Produkty należy regularnie czyścić wilgotną gąbką lub bawełnianą szmatką zwilżoną wodą z mydłem przed i po każdym użyciu. W razie potrzeby zdezynfekuj wodę łagodnym detergentem.