

## Domowe Laboratorium Test menopauza 2 sztuki



Cena: 24,34 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	2 szt.
Postać	-
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.

### Opis produktu

#### Opis

Domowy test laboratoryjny na menopauzę to szybki panelowy test do wykrywania hormonu FSH w moczu w stężeniu 25 mIU/ml lub większym. Wyroby medyczne do samodzielnego testowania mają na celu określenie początku menopauzy u kobiet.

Jak działa domowy test laboratoryjny menopauzy?

Dla kobiet menstruacja i menopauza mogą być trudnym okresem w życiu. Oprócz utraty funkcji rozrodczych kobiety borykają się z różnymi dolegliwościami, w tym z upałami, nadmierną potliwością, nerwowością. Menopauza Test jasno pokazuje, czy nieregularne miesiączki lub ich zanik i towarzyszący im dyskomfort mają związek ze zmianami hormonalnymi wywołanymi menopauzą.

Menopauzalny test płytki nazębnej służy do określenia poziomu hormonu wzrostu pęcherzyków (FSH, folitropina) równego lub większego niż 25 mIU/ml. Taki wzrost jest typowym efektem przed menopauzą, ponieważ wraz ze spadkiem produkcji estrogenu i progesteronu organizm kobiety wytwarza więcej niż ilość hormonu folikulotropowego (FSH).

Test najlepiej wykonać z pierwszego porannego moczu, ponieważ zawiera on najwięcej FSH. Wynik pojawia się w postaci kolorowych pasm w zakresie ok. 3 minuty. Pozytywny wynik oznacza, że poziom FSH jest wyższy niż normalnie i być może jesteś w okresie okołomenopauzalnym lub już wkroczyłaś w menopauzę. Dla bezpieczeństwa przeprowadza się drugi test. Badania kliniczne pokazują, że test menopauzy jest dokładny w 99,9%.

#### Wskazania

- Miesiączka występuje regularnie, ale pojawiają się oznaki menopauzy. Wtedy pierwszy test z opakowania należy zastosować w pierwszym tygodniu cyklu miesięczkowego, tj. od 2 do 7 cyklu. Przypominamy, że pierwszy dzień cyklu to pierwszy dzień miesiączki. Test z drugim testem opakowania należy wykonać dokładnie tydzień później.
- Miesiączki są nieregularne (dłuższe przerwy między miesiączkami) i pojawiają się objawy menopauzy. W takim przypadku pierwszą kontrolę przesyłki należy przeprowadzić każdego dnia miesiąca, a kontrolę należy powtórzyć dokładnie tydzień po drugiej kontroli przesyłki.



### Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do celów diagnostycznych do diagnozowania początkowego stadium menopauzy u kobiet. Menopauzalny test płytkowy wykrywa wysoki poziom FSH równy lub większy niż 25 mIU/ml. Jest to ilość typowa dla okresu przedmenopauzalnego, ponieważ wraz ze spadkiem produkcji estrogenu i progesteronu organizm kobiety wytwarza więcej hormonu folikulotropowego (FSH).

### Przeciwwskazania

- Test jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Test należy przechowywać w temperaturze 2-30°C. nie zamrażaj
- Nie używać testu, jeśli torebka foliowa jest uszkodzona, ponieważ wilgoć zawarta w powietrzu może uszkodzić test.
- Każdy test w opakowaniu jest przeznaczony tylko do jednego użycia.
- Zużyty test należy wyrzucić jak zwykłe odpady domowe.
- Przechowywać opakowanie poza zasięgiem dzieci.