

# Hysan Care, pielęgnujący aerozol do nosa, 20 ml



Cena: 39,94 zł

## Opis słownikowy

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Dla kogo        | Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn                   |
| Marka           | HYSAN                                                   |
| Opakowanie      | 20 ml                                                   |
| Postać          | Aerozol                                                 |
| Producent       | URSAPHARM POLAND SP. Z O.O.                             |
| Przeznaczenie   | Nawilżające, Udrażniające nos, Ułatwiające oddychanie   |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny                                          |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów |

## Opis produktu

### Opis

**Hysan Care** to sterylny roztwór bez konserwantów, dostarczany 0,25 mg/ml hialuronianu sodu, dekspantenol, diwodorofosforan sodu x 2 H<sub>2</sub>O, wodorofosforan sodu x 2 H<sub>2</sub>O, sorbitol i woda. Jest przeznaczony do pielęgnacji nosa, poprawiając jego nawilżenie, odświeżanie i pielęgnację śluzówki. Rekomendowany również jako środek rozszerzający przy nieżycie nosa. Hysan Care zawiera sól sodową związaną z hialuronowym, która następuje po wystąpieniu w organizmie, która jest sztuczną i stabilną funkcją ochronną, która następuje przez długi czas, co wydłuża efekt naruszenia. Preparat zawiera także dekspantenol, który intensywnie regeneruje śluzówkę nosa i wspiera nawilżające działanie hialuronianu sodu. Specjalne działanie Hysan Care, które jest skutkiem ubocznym leczenia aerozolami lub kroplami do nosa, zmniejszającymi się obrzękami przy nieżycie nosa. W takim przypadku Hysan Care powinien być stosowany po lekach zmniejszających obrzęki, aby zastosować optymalną metodę usuwania

### Składniki

Hialuronianu sodu, dekspantenol, diwodorofosforan sodu x 2 H<sub>2</sub>O, wodorofosforan sodu x 2 H<sub>2</sub>O, sorbitol, wodę.

### Zastosowanie

- Do poprawy nawilżenia, odświeżania i pielęgnacji śluzówki nosa.
- Zalecany jako środek wspomagający w przypadku nieżyty nosa.

### Sposób użycia

- Hysan Care należy stosować wyłącznie w przypadku nieuszkodzonego zamknięcia opakowania zewnętrznego.
- Przed każdym zastosowaniem należy zdjąć nasadkę z dozownika.
- Otwór dozownika należy wprowadzić do otworu nosowego i przycisnąć 1 raz dozownik wykonując przy tym lekki wdech.
- W zależności od potrzeb rozpylać kilka razy dziennie 1-2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego.



- Ze względów higieny należy wytrzeć dozownik po każdym użyciu i nałożyć nasadkę.

#### **Przeciwwskazania**

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

#### **Ważne wskazówki**

- W przypadku konieczności stosowania innej, dodatkowej farmakoterapii w postaci aerozolu lub kropli do nosa należy zachować co najmniej 30-minutowy odstęp, przy czym Hysan Care należy stosować jako ostatni.
- W przypadku wątpliwości, czy można łączyć i w jaki sposób można łączyć ze sobą wiele preparatów do stosowania do nosa, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Z uwagi na to, że preparat nie zawiera dodatku środków konserwujących, jest on szczególnie dobrze tolerowany także w przypadku długotrwałego stosowania. Dlatego też bez wahania można go stosować przez dłuższy okres czasu.
- Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy wyrób może być stosowany zarówno u dzieci, jak i u kobiet w okresie ciąży i laktacji.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Po pierwszym otwarciu preparat należy zużyć w ciągu 6 miesięcy. Należy zapisać datę otwarcia na opakowaniu i zachować je.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Butelka zawiera 20 ml roztworu, co odpowiada ok. 140 dawkom aerozolu.
- Po zużyciu całego opakowania, na dnie butelki pozostaje, ze względów technicznych, niewielka ilość roztworu

#### **Producent**

URSAPHARM Arzneimittel GmbH  
Industriestraße 35  
66129 Saarbrücken, Niemcy