

## Opatr.Atrauman AG z maścią 10x20cm 1 szt.



Cena: 29,69 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O.

### Opis produktu

#### Opis

Opatrunek Atrauman Ag jest opatrunkiem z maścią zawierającą srebro, która ma właściwości przeciwbakteryjne. Działa na zarówno bakterie gram-ujemne, jak i gram-dodatnie, włącznie ze szczepami MRSA. Opatrunek ma warstwę zewnętrzną, która zapobiega przyklejaniu się do rany, dzięki czemu można go bezboleśnie zmieniać. Maść w opatrunku pielęgnuje brzegi rany i utrzymuje ich elastyczność.

Ważną cechą opatrunku Atrauman Ag jest wysoka przepuszczalność dla powietrza, pary wodnej i wydzielin rany. Działa to korzystnie na proces gojenia się rany, umożliwiając swobodną wymianę gazową i utrzymanie odpowiedniego środowiska wokół rany.

#### Składniki

Hydrofobowa siatka poliamidowa, stanowiąca materiał nośny opatrunku, pokryta jest srebrem metalicznym oraz impregnowana nie zawierającą wazeliny maścią z triglicerydów (tłuszczów obojętnych).

#### Zastosowanie

Opatrunek Atrauman Ag jest odpowiedni do miejscowego leczenia różnego rodzaju ran zakażonych, zarówno przewlekłych, jak i ostrych. Może być stosowany w przypadku oparzeń do 2 stopnia oraz ran objętych krytyczną kolonizacją bakteryjną. Dodatkowo, opatrunek Atrauman Ag może być używany do zapobiegania infekcjom podczas leczenia ran, zwłaszcza u pacjentów z osłabionym systemem immunologicznym.

Jest to opatrunek, który zawiera maść z srebrem, co pozwala na działanie przeciwbakteryjne i pomaga zwalczać infekcje w ranach. Opatrunek zapewnia również ochronę ran, pomaga w utrzymaniu odpowiedniego środowiska do gojenia i nie przylega do rany, co ułatwia jego zmianę.

#### Sposób użycia

- Wyjmij opatrunek z opakowania, zachowując ostrożność, aby nie uszkodzić produktu.
- Odklej papierową warstwę ochronną z jednej strony opatrunku.
- Przyłóż opatrunek bezpośrednio do rany, starając się pokryć całą powierzchnię rany.
- Usuń warstwę ochronną z drugiej strony opatrunku, pozostawiając go na ranie.
- Jeśli występuje nadmiar wydzieliny z rany, można zastosować dodatkowy jałowy opatrunek chłonny, aby go wchłoniąć.
- Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, opatrunek Atrauman Ag można zmieniać przy każdej zmianie opatrunku wtórnego.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.  
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna  
+48 500 623 943

- Jeśli w trakcie noszenia opatrunku Atrauman Ag gromadzi się gęsta wydzielina, zaleca się nacięcie opatrunku, aby zapobiec zastojowi wydzieliny.