

Elgydium Clinic Mono Compact, szczoteczki międzyzębowe, 0,8 mm, niebieskie, 4 sztuki



Cena: 18,29 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ELGYDIUM
Opakowanie	4 sztuki
Postać	Szczoteczka
Producent	PIERRE FABRE MEDICAMENT
Rodzaj produktu	Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Niebieska szczoteczka międzyzębowa **Elgydium Clinic Mono Compact 1** skutecznie usuwa płytkę nazębną z trudno dostępnych miejsc między zębami. Jest bardzo precyzyjna i łatwa w użyciu. Szczoteczka interdentalna w rozmiarze ISO 1 ma średnicę 0,8 mm, co czyni ją idealną do czyszczenia wąskich przestrzeni międzyzębowych.

Zastosowanie

Czyszczenie przestrzeni międzyzębowych.

Sposób użycia

- Należy ostrożnie włożyć szczoteczkę do przestrzeni między zębami i przesuwając ją do przodu i do tyłu.
- Czarne włosie dobrze kontrastuje z bielą zębów, ułatwiając wkładanie szczoteczki i zwiększając widoczność usuwanych osadów, a białe włosie pokazuje ewentualne sporadyczne krwawienia.
- Po użyciu wystarczy przepłukać szczoteczkę (np. niewielką ilością płynu do płukania jamy ustnej) i przechowywać ją do późniejszego wykorzystania.

Ostrzeżenia

- Nie należy wprowadzać szczoteczek między zęby używając dużej siły.
- Niewłaściwe użycie może spowodować uszkodzenie dziąseł.

Producent

PIERRE FABRE
Belwederska 20/22
Warszawa

Galeria



**OPTIMALNE
USUWANIE PŁYTKI
BAKTERYJNEJ
W CELU UZYSKANIA
100% SKUTECZNOŚCI
CZYSZCZENIA**



**ŁATWOŚĆ UŻYCIA
I SKUTECZNOŚĆ
W USUWANIU
PŁYTKI BAKTERYJNEJ**



**ISO 1 (0,8 MM)
ERGONOMICZNY
NIEBIESKI UCHWYT
DWA KOŁORY
I DWIE ŚREDNICE
WŁOSIA
ODPOWIEDNIA DO
WĄSKICH
PRZĘSTRZENI
MIĘDZYŻĘBOWYCH**



**1
ELGYDIUM CLINIC
PERIOBLOCK PRO
PASTA DO ZĘBÓW**



**2
ELUDRIL
EXTRA
PŁYN DO PŁUKANIA
JAMY USTNEJ**



**3
ELGYDIUM CLINIC
MONO COMPACT 1
BŁĘCZĄTAŁSKA
MIĘDZYŻĘBOWA**



**4
ELUGEL
ŻEL STOMATOLOGICZNY**

