

# Fibrocontrol, zestaw do usuwania włókniaków, 1 opakowanie

Cena: 72,58 zł



## Opis słownikowy

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Dla kogo        | Dla kobiet, Dla mężczyzn    |
| Opakowanie      | 3 sztuki                    |
| Postać          | Plastry                     |
| Producent       | N.P.ZDROVIT SP. Z O.O.      |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny              |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla seniorów |

## Opis produktu

### Opis

**Fibrocontrol** to zestaw medyczny przeznaczony do usuwania włókniaków. Jest prosty, bezpieczny i bezbolesny w użyciu, umożliwiający eliminację narośli w takich miejscach jak szyja, pachy czy okolice pod piersiami. Pierwsze rezultaty są zauważalne już po 6 przypadkach.

### Wskazania

Wyrób przeznaczony do stosowania przez osoby dorosłe.

Wskazany do stosowania, jeśli włókniak ma wymiary: średnica - maksymalnie 3 mm, wysokość - maksymalnie 5 mm; a sam włókniak jest koloru skóry i nie krwawi.

### Skład

- Nośnik: poliestr i kauczuk syntetyczny.
- Dysk: polioksymetylen (POM).
- Plaster: poliestr i akrylat.

### Sposób użycia

- Przed aplikacją należy oczyścić obszar skóry, na którym znajduje się zmiana.
- Wyjąć aplikator z opakowania.
- Dopasować 2 wgłębienia fioletowej części podstawy aplikatora do 2 strzałek znajdujących się na plastrze.
- Docisnąć białą górę w taki sposób, by aplikator przecisnął się przez środek plastra.
- Odcisnąć aplikator, aby wyjąć plaster z nośnika.
- Umieścić plaster na podstawie włókniaka jedną nogą aplikatora po każdej stronie włókniaka. Należy uważać, by nie dotykać w tym czasie białej, górnej części aplikatora.
- Nałożyć urządzenie na skórę, naciskając fioletową część aplikatora. Nacisnąć i przytrzymać około 5 sekund. Plaster automatycznie zostanie zablokowany w miejscu na włókniaku.



- Odsunąć aplikator.
- Usunąć papierową wkładkę pociągając za klapkę. Zgiąć osłonkę na włókniaku i docisnąć powierzchnię osłonki plastra, aby upewnić się, że klej dobrze przylega do skóry.
- Pozostawić plaster na 6 dni.

#### Ostrzeżenia

- Nie należy stosować produktu do usuwania włókniaków znajdujących się na powiekach bądź w pobliżu gałki ocznej oraz jeżeli włókniak nie ma koloru skóry, nie mieści się w średnicy aplikatora lub krwawi.
- Jeśli pacjent cierpi na nowotwór skóry, hemofilię lub jeśli włókniak wykazuje oznaki choroby skóry bądź infekcji - przed zastosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł światła i wilgoci, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.

#### Producent

UNIGROUP APS