

Nexcare ColdHot Therapy Pack Mini, zimno-ciepły okład żelowy wielokrotnego użytku, 11 cm x 12 cm, 1 sztuka



Cena: 31,40 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Okład żelowy
Producent	3M POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Chłodzące, Rozgrzewające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Nextcare ColdHot Therapy Pack Mini to wyrób medyczny w formie żelowego okładu, przeznaczony do stosowania w terapii ciepłem lub zimnem w warunkach domowych.

Wskazania

- Terapia ciepłem: pomoc w leczeniu różnego rodzaju bólu: reumatycznego, menstruacyjnego, chronicznego, a także w bolesnych skurczach mięśni. Ciepły kompres można także zastosować w formie termoforu na ból brzucha, krzyża, różnego rodzaju kontuzję oraz sztywnienie mięśni karku, ramion i nóg. Wykazuje także działanie relaksujące i uspokajające.
- Terapia zimnem: pomoc w łagodzeniu objawów: stłuczeń, skręceń, guzów i siniaków, bólu głowy, migreny, bólu zębów, a także przy hamowaniu krwotoków z nosa i zmniejszaniu opuchlizny po ukąszeniu owadów. Zimny kompres jest bardzo pomocny w zmniejszaniu stanów zapalnych i gorączki.

Działanie

- Terapia ciepłem: pomaga zmniejszyć skurcze mięśni i ból.
- Terapia zimnem: pomaga złagodzić ból i obrzęki.

Przeznaczenie

Kompresy ColdHot przeznaczone są do powierzchniowego ochłodzenia lub ogrzania bolesnych części ciała.

Sposób użycia

- Podgrzewanie: zanurzyć okład we wrzącej, gotującej się wodzie na około 5-6 minut lub wstawić do mikrofalówki i grzać pięć razy

po 30 sekund, 640 W. Po każdym podgrzewaniu należy ugniatać kompres, aby równomiernie rozprowadzić ciepło.

- Chłodzenie: umieścić kompres w lodówce lub zamrażalce na około 2 godziny. Okład przykładac do ciała nie dłużej niż 20 minut. Przed kolejnym zastosowaniem należy odczekać minimum 20 minut.

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania i etykietą bądź skonsultować się z lekarzem, gdyż ten wyrób może być nieodpowiedni dla Ciebie.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Tylko do użytku zewnętrznego.
- Osoby z podejrzeniem lub stwierdzonymi problemami z krążeniem, przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem.
- Produkt do użytku zewnętrznego.
- Nie przykładac okładu bezpośrednio do skóry, może oparzenia/odmrożenia.
- Nie należy siadać, ani wywierać nacisku na produkt - grozi pęknięciem.
- Nie stosować w trakcie snu.
- W przypadku wystąpienia dyskomfortu należy zaprzestać stosowania kompresu.
- W przypadku utrzymywania/nasilenia się objawów należy skonsultować się z lekarzem.

Uwagi

- Nie należy podgrzewać zgiętych lub złożonych okładów.
- Jeśli moc kuchenki mikrofalowej jest nieznana zaleca się stosowanie najniższej możliwej mocy i podgrzewanie produktu w 30 sekundowych seriach.
- Okład można prać ręcznie w delikatnym detergencie.
- Po uszkodzeniu, bądź zużyciu kompres zutylizować razem z codziennymi domowymi odpadami.
- Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent

3M DEUTSCHLAND GMBH
Carl-Schurz-Straße 1
Neuss, Niemcy

Galeria

