

AQUACEL AG+ Extra opatrunek Hydrofibre ze srebrem, 20 x 30 cm, 1 sztuka



Cena: 132,91 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	CONVATEC LTD.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Opatrunek **Aquacel AG Extra 20 cm x 30 cm**, oparty na najnowszej technologii Hydrofiber, charakteryzuje się unikalną kompozycją jonów srebra i włókien, co umożliwia stworzenie wilgotnego środowiska pod opatrunkiem, niezbędnego do wzrostu nowych naczyń krwionośnych w procesie gojenia rany.

Opatrunek efektywnie pochłania duże ilości płynów i bakterii z rany, tworząc miękką, spójną żel, który idealnie dopasowuje się do konturu rany. Dzięki temu eliminuje martwe przestrzenie, utrzymuje wilgotne środowisko i pomaga w usuwaniu tkanki martwiczej z rany poprzez autolityczne oczyszczenie.

Wskazania

AQUACEL Ag+Extra można stosować na:

- rany zainfekowane lub ze zwiększonym ryzykiem infekcji; z małym, umiarkowanym i dużym wysiękiem
- owrzodzenia w przebiegu stopy cukrzycowej, owrzodzenia goleni: żyłne, tętnicze i o mieszanej etiologii oraz odleżyny (pośredniej i pełnej grubości);
- rany chirurgiczne;
- rany pourazowe;
- rany narażone na krwawienie, np. na skutek mechanicznego lub chirurgicznego oczyszczenia;
- rany onkologiczne z wysiękiem, np. ziarniaki - guzy skórne, rak grzybiasty, przerzuty skórne, mięsaki

Działanie

Opatrunek Aquacel AG Extra 20 cm x 30 cm wykonany jest w najnowszej technologii Hydrofiber. Unikalna kompozycja jonów srebra i włókien umożliwia stworzenie pod opatrunkiem wilgotnego środowiska potrzebnego do zbudowania nowych naczyń krwionośnych. Opatrunek pochłania duże ilości płynów i bakterii z rany tworząc miękką, koherentną żel, który ściśle dopasowuje się do powierzchni rany, eliminuje martwe przestrzenie, utrzymuje wilgotne środowisko i pomaga w usuwaniu tkanki martwiczej z rany (autolityczne oczyszczenie).

Skład



Opatrunek AQUACEL Ag+ EXTRA jest wzmocnionym opatrunkiem wykonanym w Technologii Hydrofiber z dodatkiem srebra. Jest miękkim, sterylnym opatrunkiem, składającym się z nietkanych włókien wykonanych w Technologii Hydrofiber zawierającym 1,2% srebra jonowego (środek przeciwbakteryjny), wzmocnionym kwasem etylenodiaminotetraoctowym, di-octową solą sodową (EDTA) oraz chlorkiem benzetonowym (BeCl).

Sposób użycia

Zakładanie opatrunku:

- W ranach z wysiękiem nie zwilża się opatrunku.
- Przy ranach płytkich pozostaw margines 1 cm opatrunku wokół rany.
- Wypełnij do 80% głębokości rany, ponieważ opatrunek zwiększy swoją objętość po wchłonięciu wysięku.
- Załóż opatrunek wtórny, dobrany do stanu rany i opatrywanej okolicy.
- Opatrunek może przybrać kolor wysięku.
- Opatrunek może pozostawać na ranie do 7 dni, chyba że przesiąknie do opatrunku wtórnego. Zalecany czas pozostawienia na ranie – 3 dni.

Usuwanie/zmiana opatrunku:

- Jeśli opatrunek wysechł, aby go usunąć, należy zwilżyć go sterylną wodą lub roztworem 0,9% NaCl na 30 minut przed usunięciem i odczekać, aż opatrunek przybierze formę miękkiego, koherentnego żelu.

Przeciwwskazania

AQUACEL Ag+ EXTRA wzmocniony opatrunek w Technologii Hydrofiber z dodatkiem srebra nie powinien być stosowany u osób, które są wrażliwe lub mają alergię na składniki opatrunku takie jak srebro, kwas etylenodiaminotetraoctowy, di-octową sól sodową (EDTA) oraz chlorek benzetonowy (BeCl).

Producent

CONVATEC
Armii Ludowej 26
Warszawa