

Aquacel Ag+ Extra, opatrunek hydrowłóknisty, 5 x 5 cm, 1 sztuka

Cena: 7,37 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	CONVATEC LTD.
Przeznaczenie	Przeciwbakteryjne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Aquacel Ag+ Extra to hydrowłóknisty opatrunek medyczny z dodatkiem srebra, przeznaczony do stosowania w różnego rodzaju zainfekowanych ranach lub ranach z podejrzeniem infekcji. Opatrunek ten łączy właściwości chłonności i absorpcji z działaniem antybakteryjnym jonów srebra. Dzięki temu może pomóc w zwalczaniu infekcji, wspierać proces gojenia się rany i zapewniać odpowiednie środowisko dla gojenia.

Wskazania

Opatrunek Aquacel Ag+ Extra jest odpowiedni do stosowania na różnego rodzaju zainfekowane rany lub rany z podejrzeniem infekcji. Może być stosowany na wielu rodzajach ran, takich jak owrzodzenia stopy cukrzycowej, owrzodzenia goleni (żylne, tętnicze oraz mieszane), odleżyny o pośredniej i pełnej grubości, rany chirurgiczne, pourazowe, rany narażone na krwawienie (np. na skutek chirurgicznego lub mechanicznego oczyszczenia), rany onkologiczne z wysiękiem (np. ziarniniaki - guzy skórne, rak grzybiasty, przerzuty skórne, mięsak Kaposiego, mięsak naczyńniowy). Dodatkowo, opatrunek Aquacel Ag+ Extra może być stosowany w przypadku ran, w których obecność bakterii wpływa na wolniejszy proces gojenia się lub w przypadku braku postępu w leczeniu rany. Opatrunek ten zapewnia odpowiednie warunki środowiskowe dla gojenia się rany oraz działa antybakteryjnie dzięki obecności jonów srebra.

Działanie

Aquacel Ag+ Extra zawiera jony srebra, które mają właściwości antybakteryjne i mogą niszczyć biofilm bakteryjny, włączając w to bakterie odporne na antybiotyki, takie jak MRSA i VRE. Opatrunek jest wykonany z hydrowłóknistego materiału, który w kontakcie z wysiękiem z rany żeluje, tworząc optymalne, wilgotne środowisko, które sprzyja procesom gojenia się rany. Dwie warstwy włókien opatrunku chłoną nadmiar wysięku wraz z bakteriami i enzymami proteolitycznymi, a pionowy kierunek wchłaniania zapobiega maceracji skóry wokół rany. Dzięki tym właściwościom opatrunek Aquacel Ag+ Extra może pomóc w zwalczaniu infekcji, wspierać gojenie się rany i zapewniać ochronę przed dalszym zakażeniem.

Stosowanie



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Aby odpowiednio stosować opatrunek Aquacel Ag+ Extra, należy wziąć pod uwagę obraz kliniczny rany oraz ilość wysięku. Zaleca się zmianę opatrunku co najmniej co 7 dni, jednak może być konieczne częstsze zmienianie w przypadku dużego wysięku lub zmieniającego się stanu rany. Produkt można dowolnie przycinać, nie ryzykując utraty jego właściwości. Przy aplikacji opatrunku na rany powierzchniowe, ważne jest, aby pokryć skórę na obszarze minimum 1 cm wokół rany. Natomiast w przypadku ran głębokich, opatrunek powinien wypełnić ranę do około 80% jej głębokości.

Producent
CONVATEC
Al. Armii Ludowej 26
Warszawa