

AQUACEL Ag Foam - nieprzylepny opatrunek z dodatkiem srebra 20x20 cm, 1 sztuka

Cena: 90,47 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	plaster
Producent	CONVATEC LTD.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Aquacel Ag Foam to produkt medyczny w formie nieprzylepnego opatrunku zawierającego srebro. Opatrunek ten może być stosowany zarówno jako opatrunek pierwotny, jak i wtórny.

Skład

Sterylnie opatrunki piankowe, Aquacel Ag Foam przylepne i nieprzylepne, wykonane w Technologii Hydrofiber ze srebrem jonowym składają się z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej oraz wielowarstwowej części chłonnej, z delikatnym, przylepnym obramowaniem. Wielowarstwowa część chłonna zawiera warstwę pianki poliuretanowej oraz włókniny, warstwę kontaktową z raną w Technologii Hydrofiber (karboksymetyloceluloza sodowa). Część kontaktowa z raną wykonana w Technologii Hydrofiber zawiera 1,2% w/w jonów srebra.

Zastosowanie

AQUACEL Ag Foam może być używany zarówno w ranach przewlekłych, jak i ostrych, takich jak: rany zakażone lub takie, w których występuje zwiększone ryzyko zakażenia; oparzenia pośredniej grubości skóry (II stopnia); owrzodzenia w przebiegu ZSC; owrzodzenia podudzi (owrzodzenia żyłne, owrzodzenia tętnicze oraz owrzodzenia o mieszanej etiologii); odleżyny (płytkie i o pełnej grubości); rany chirurgiczne; rany, które mają skłonność do krwawień (po mechanicznym lub chirurgicznym opracowaniu); rany nowotworowe z wysiękiem (np. ziarniniak, skórne guzy rakowe, przerzuty skóry, mięsak Kaposiego).

Przeciwwskazania

Opatrunek piankowy Aquacel Ag Foam nie powinny być używane przez osoby z wrażliwą skórą lub, u których wystąpiły reakcje alergiczne na opatrunek lub na jakikolwiek z jego składników.

Producent

ConvaTec Polska Sp. z o.o.
al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943