

Cera-Chek 1 Code test paskowy 50 sztuk

Cena: 38,33 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla diabetyków, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	50 pasków
Postać	Test paskowy
Producent	HAND-PROD SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Cukrzyca, Niski poziom cukru, Wysoki poziom cukru
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Paski testowe do monitorowania stężenia glukozy we krwi są ważnym narzędziem dla osób, które muszą regularnie kontrolować poziom cukru we krwi, na przykład w przypadku cukrzycy.

Działanie

- wygodny
- higieniczny
- opatentowane

Skład

- 50 Pasków Testowych
- instrukcja obsługi
- Reagenty (na pasku testowym): 4 jednostki dehydrogenazy glukozowej (mikroelement), 0,05mg Żelazocyjanek potasu

Przeciwwskazania

- Przechowywanie: Opakowanie pasków testowych należy przechowywać w zimnym i suchym miejscu w temperaturze od 1 do 32 stopni Celsjusza. Ważne jest, aby unikać ekstremalnych temperatur i wilgoci, które mogą wpływać na skuteczność testów.
- Zamknięcie fiolki: Po użyciu pasków testowych, należy dokładnie zamknąć fiolkę, aby zapobiec dostępowi powietrza i wilgoci, które mogą wpływać na jakość pasków.
- Termin ważności: Paski testowe mają określony termin ważności, który jest zazwyczaj podany na opakowaniu. Należy upewnić się, że nie stosuje się pasków testowych po upływie terminu ważności, ponieważ może to wpłynąć na dokładność wyników.
- Zużycie po otwarciu: Po otwarciu fiolki z paskami testowymi, zaleca się zużyć je w ciągu 6 miesięcy. Po upływie tego okresu, paski testowe mogą stracić swoją skuteczność i nie dawać dokładnych wyników.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Producent
CERAGEM MEDISYS