

Codofix, siatka opatrunkowa elastyczna, rozmiar 4 (na stopę i ramię), 1 m



Cena: 94,68 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	TRICOMED S.A.
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży

Opis produktu

Opis

Codofix to elastyczna siatka opatrunkowa, stosowana jako wyrób medyczny do stabilizacji opatrunków. Rozmiar 4 jest odpowiedni do zastosowania na takich partiach ciała jak podudzie, kolano, ramię, stopa czy łokieć. W stanie nierozciągniętym jej szerokość wynosi od 3,5 do 4,5 cm, a długość 1 metr. Po rozciągnięciu może osiągnąć długość do 2,5 metra.

Wskazania

Elastyczne siatki opatrunkowe Codofix są polecane szczególnie:

- Do podtrzymywania opatrunków na ranach.
- Przy opatrywaniu miejsc trudno dostępnych lub niewygodnych do bandażowania, takich jak: miednica, krocze, palec, brzuch, klatka piersiowa, głowa.
- Przy opatrywaniu ran operacyjnych.
- Do podtrzymywania opatrunków na ranach oparzeniowych.
- W chirurgii dziecięcej.

Działanie

Wyrób medyczny, elastyczne siatki opatrunkowe Codofix służą do podtrzymywania opatrunków, zamiast tradycyjnie stosowanego bandaża. Delikatnie podtrzymują opatrunek nie wywołując nadmiernego ucisku. Nie wywołują podrażnień skóry. Minimalizują ryzyko powstania oparzeń, ponieważ nie blokują dostępu powietrza do skóry. Siatka pozwala na zachowanie swobody ruchu i można je szybko i łatwo wymienić.

Sposób użycia

Elastyczną siatkę opatrunkową Codofix należy stosować według instrukcji przedstawionej na opakowaniu.

- Siatkę należy założyć na opatrywaną część ciała i przyciąć, dostosowując do potrzeb.



- Przy doborze rozmiaru siatki należy kierować się indywidualną sylwetką pacjenta.

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia lub etykietą.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.
- Nie stosować siatek Codofix pod opatrunki gipsowe.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Wyrób jednorazowego użytku. Nie używać ponownie.

Producent

TRICOMED SA
Świętojańska 5/9
93-493 Łódź