

Dermaplast sensitiv plastry (Hartmann), 19 x 72 mm, 20 sztuk



Cena: 3,32 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 sztuk
Postać	plaster
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Plaster hipoalergiczny z chłonnym opatrunkiem umieszczonym na miękkiej włókninie, pokrytej syntetycznym klejem kauczukowym. Idealny do opatrywania drobnych ran u osób ze skórą wrażliwą. DermaPlast sensitiv cechuje się wyjątkową miękkością i elastycznością, dzięki czemu można go stosować na dowolną część ciała. Zaleca się aplikację na czystą i suchą skórę.

Sposób użycia

- Należy dokładnie oczyścić miejsce, które ma być chronione oraz jego okolice.
- Plaster należy wyjąć z opakowania, odciąć potrzebną ilość i odkleić ochronne paski.
- Umieścić kompres w miejscu wymagającym ochrony.
- Plaster należy zmieniać tak często jak to konieczne, co najmniej raz dziennie.

Właściwości

- Plaster DermaPlast sensitiv jest pokryty paseczkami syntetycznego kleju kauczukowego, a włóknina z której jest wykonany doskonale przepuszcza powietrze oraz parę wodną. Dlatego też DermaPlast sensitiv jest wyjątkowo przyjazny dla skóry i pozwala jej oddychać.
- Plaster ma mocno przylegającą warstwę klejącą, ale odrywa się bezboleśnie od skóry i nie pozostawia śladów.
- DermaPlast sensitiv jest wykonany z dwukierunkowo rozciągliwej elastycznej włókniny, dzięki czemu idealnie nadaje się do opatrywania skaleczeń w okolicach stawów, na kolanach i łokciach.
- Opatrunek ma doskonałe właściwości wchłaniające i nie przykleja się do rany.
- Warstwa klejąca: syntetyczny klej kauczukowy pokrywający plaster paseczkami.

Ostrzeżenia

- Tylko do użytku zewnętrznego.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Wyrób jednorazowego użytku.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Codziennie oczyszczać ranę i zmieniać plaster.

Producent

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o
Żeromskiego 17
95-200 Pabianice