

Fixopore F, 10 x 20 cm, opatrunek chłonny samoprzylepny, 50 opatrunków



Cena: 163,39 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	50 sztuk
Postać	Opatrunek
Producent	TORUŃSKIE ZAKŁ. MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Fixopore F to transparentne opatrunki wyposażone w chłonny wkład, który skutecznie zbiera wysięk z rany. Ich bazę stanowi poliuretanowa folia – wodoodporna, a jednocześnie przepuszczająca powietrze, co umożliwia skórze oddychanie. Opatrunki te chronią przed przeciekaniem i zapobiegają maceracji tkanek. Dzięki odporności na wodę doskonale nadają się do zabezpieczania ran pooperacyjnych, a także do leczenia otarć i urazów skóry. W wariantcie o wymiarach 20 x 10 cm idealnie sprawdzają się przy większych powierzchniach uszkodzonej skóry.

Działanie

Właściwości opatrunków foliowych Fixopore F:

- Wykonane z poliuretanowej folii, która dobrze dopasowuje się i przylega do skóry, nie krępując ruchów.
- Unikalna struktura cząsteczkowa tworzy opatrunki przepuszczalnymi dla pary wodnej i jednocześnie nieprzepuszczalnymi dla wody.
- Szczególnie polecane w przypadku ran pooperacyjnych gdzie występuje konieczność ciągłej obserwacji gojącej się rany.
- Wkład chłonny z wysokimi właściwościami absorpcyjnymi.
- Zewnętrzna warstwa z mikrosiateczką wokół wkładu chłonnego zapobiega przywieraniu opatrunku do rany i szwów.
- Zastosowany klej minimalizuje ryzyko powstania podrażnień oraz nie pozostawia śladu na skórze.
- Zaokrąglone krawędzie uniemożliwiają odklejanie się opatrunku.
- Szeroka zakładka ułatwiająca aplikację opatrunku w rękawiczkach i warunkach domowych.

Skład

Opatrunek skonstruowany jest z:

- wkładu chłonnego pokrytego mikroperforowaną folią polietylenową,



- elastycznego, poliestrowego przylepca pokrytego klejem,
- papieru chłonnego.

Sposób użycia

- Przed założeniem opatrunku należy oczyścić ranę.
- Następnie należy usunąć papier ochronny i założyć opatrunek, wygładzając równocześnie jego powierzchnię. Nie należy napinać opatrunku podczas zakładania na ranę.
- Nie należy dotykać wkładu chłonnego podczas aplikacji opatrunku.
- Fixopore F należy zakładać na oczyszczoną i osuszoną skórę i zmieniać tak często jak to jest konieczne.

Ostrzeżenia

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób jednorazowego użytku.
- Nie sterylizować ponownie.
- Ponowne użycie wyrobu wiąże się z bardzo dużym ryzykiem zakażenia pacjenta i jest niedopuszczalne.

Producent

TZMO