

# Fixopore S, 8 x 10 cm, opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, 3 opatrunki



Cena: 9,64 zł

## Opis słownikowy

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Dla kogo        | Dla kobiet, Dla mężczyzn                      |
| Opakowanie      | 3 sztuki                                      |
| Postać          | Opatrunek                                     |
| Producent       | TORUŃSKIE ZAKŁ. MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A. |
| Przeznaczenie   | Ochronne                                      |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny                                |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów    |

## Opis produktu

### Opis

**FIXOPORE S** to jałowy opatrunek na rany z wkładem chłonnym na włókninie, produkowany przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. Stosuje się go głównie do opatrywania ran pooperacyjnych oraz drobnych ran, skaleczeń i otarć, również u osób o skórze delikatnej, wrażliwej i alergicznej.

### Działanie

Opatrunek Fixopore S służy do opatrywania ran pooperacyjnych oraz innych mniejszych ran, skaleczeń i otarć, w przypadku, których istnieje minimalne ryzyko zakażenia. Jest odpowiedni dla ran wydzielających umiarkowane ilości wydzieliny.

Opatrunek chłonie i utrzymuje wydzieliny. Warstwa przylegająca do rany jest gładka i nie przykleja się do powierzchni rany lub szwu. Użyty klej jest hypoalergiczny. Nie pozostawia śladów na ciele pacjenta po usunięciu opatrunku. Opatrunek dopasowuje się nawet do trudnodostępnych części ciała. Nie ogranicza ruchów pacjenta.

- Podłoże plastra wykonane zostało z białej, elastycznej włókniny, która sprawia, że Fixopore S łatwo dopasowuje się nawet do trudno dostępnych części ciała pacjenta i nie ogranicza jego ruchów.
- Zastosowana włóknina jest porowata, dzięki czemu skóra może swobodnie oddychać.
- Centralnie położony wkład chłonny posiada wysokie właściwości absorpcyjne, a jego zewnętrzna warstwa zabezpieczona jest mikrosiateczką, która zapobiega przywieraniu opatrunku do powierzchni rany i szwów.
- Zastosowany klej akrylowy redukuje ryzyko wystąpienia podrażnień. Po usunięciu opatrunku nie pozostawia śladów na ciele pacjenta.
- Zaokrąglone krawędzie opatrunku niwelują możliwość odklejania się brzegów.
- Szeroka zakładka papieru ochronnego umożliwia łatwą aplikację opatrunku nawet w rękawiczkach.

### Skład

Włókninowy plaster pooperacyjny jałowy fixopore S MATOPAT 10x8cm 3 szt wielkość opatrunku 5x4cm



### Sposób użycia

1. Przed założeniem opatrunku należy oczyścić ranę.
2. Następnie należy usunąć papier ochronny i założyć opatrunek, wygładzając równocześnie jego powierzchnię. Nie należy napinać opatrunku podczas zakładania na ranę.
3. Nie należy dotykać wkładu chłonnego podczas aplikacji opatrunku.
4. Fixopore S należy zakładać na oczyszczoną i osuszoną skórę i zmieniać tak często jak to jest konieczne.

### Przeciwwskazania

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

### Ostrzeżenia

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób jednorazowego użytku. Nie sterylizować ponownie. Ponowne użycie wyrobu wiąże się z bardzo dużym ryzykiem zakażenia pacjenta i jest niedopuszczalne.

### Producent

TZMO