

Grassolind, opatrunek siatkowy impregnowany maścią, 7,5 cm x 10 cm, 10 sztuk



Cena: 103,30 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 sztuk
Postać	Opatrunek
Producent	HARTMANN PAUL A.G.
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Grassolind to jałowy opatrunek z maścią, który nie zawiera substancji czynnych, i jest przeznaczony do leczenia ran. Idealnie nadaje się do delikatnego opatrywania oraz utrzymywania elastyczności dużych powierzchni ran, takich jak otarcia, rany miażdżone, oparzenia, sparzenia, rany po kauteryzacji, uszkodzenia popromienne. Jest również stosowany do pokrywania miejsc pobrania i nakładania przeszczepów skóry w chirurgii transplantacyjnej, plastycznej i kosmetycznej, dermatologii oraz po zabiegach takich jak usunięcie paznokci czy operacja stulejki.

Działanie

Siatka tiulowa o dużych oczkach umożliwia łatwy odpływ wydzieliny do wchłaniającej części opatrunku; w ten sposób unika się nagromadzenia wydzieliny. Maść zapewnia elastyczność brzegów rany, sprzyjając tworzeniu się tkanki ziarninowej, wspomagając proces epitelizacji i zapobiegając przyklejaniu się opatrunku do rany. Zmiana opatrunku jest bezbolesna i nie powoduje podrażnienia tkanki ziarninowej i warstwy młodego nabłonka.

Skład

Siatka tiulowa o dużych oczkach z czystej bawełny, impregnowana maścią nie zawierającą wody, w skład której wchodzi: biała wazelina, diglycerolester kwasów tłuszczowych jednokarboksylowych i dwukarboksylowych, воск mikrokryształiczny węglowodorowy.

Sposób użycia

Można go ciąć na kawałki o dowolnych wymiarach.

Przeciwwskazania

Opatrunku Grassolind nie należy stosować przy nadwrażliwości na któryś ze składników.

Ostrzeżenia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Uwagi

Opatrunek z siatki bawełnianej o dużych oczkach, impregnowanej neutralną maścią, nie zawierającą składników czynnych i uczulających. Nie przykleja się do rany, chroni przed jej wysychaniem, zapobiega kurczeniu się blizny. Zapewnia dobrą wentylację i utlenienie rany. Polecany dla ran silnie sączących jako opatrunek pierwotny. Przepuszcza do opatrunku wtórnego również lepką wydzielinę. Można go stosować we wszystkich fazach gojenia.

Producent

HARTMANN

Galeria

