

Hydrofilm, przezroczysty opatrunek foliowy, jałowy, 10 cm x 15 cm, 10 sztuk

Cena: 76,67 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 sztuk
Postać	Opatrunek
Producent	HARTMANN PAUL A.G.
Przeznaczenie	Ochronne, Wspomagające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Hydrofilm to przezroczysty opatrunek foliowy, który skutecznie chroni suche, gojące się rany. Charakteryzuje się wodoodpornością oraz samoprzylepną powierzchnią, co zapewnia wygodne i bezpieczne stosowanie. Każda sztuka jest indywidualnie pakowana, gwarantując sterylność przed użyciem.

Wskazania

Wyrób medyczny Hydrofilm wskazany jest do:

- pooperacyjnego opatrywania ran z niewielkim wysiękiem (jako ochrona przed wtórnym zakażeniem i mechanicznym podrażnieniem ran w fazie naskórkowania);
- zabezpieczenia miejsca wkłucia;
- jałowego zabezpieczenia skaleczeń;
- zabezpieczania i mocowania kaniul, cewników i drenów;
- zabezpieczania opatrunku pierwotnego (może być stosowany w połączeniu z opatrunkami specjalistycznymi i tradycyjnymi).

Skład

Opatrunek wykonany z warstwy poliuretanu pokrytej klejem poliakrylanowym.

Właściwości

Wyrób medyczny Hydrofilm to transparentny, samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej, który stanowi ochronę rany przed drobnoustrojami i zakażeniem. Dzięki swej przezroczystości umożliwia stałą kontrolę stanu rany i jej okolicy bez konieczności odklejania opatrunku. Materiały, z których został wykonany, pozwalają na swobodny przepływ powietrza i pary wodnej. Dzięki temu opatrunek zapewnia optymalne gojenie rany nie doprowadzając do maceracji skóry. Opatrunek daje się łatwo i bezboleśnie zdejmować, nie podrażniając przy tym nowoutworzonego naskórka. Zastosowany w Hydrofilmie hipoalergiczny klej jest dobrze tolerowany nawet przez pacjentów o wrażliwej skórze.



Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użytkowania lub etykietą.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Wyrób jednorazowy. Nie stosować tego samego kompresu dwukrotnie.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Uwagi

Opatrunku Hydrofilm nie należy stosować bezpośrednio na rany klinicznie zakażone, krwawiące lub mocno sączące!

Producent

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o
Żeromskiego 17
95-200 Pabianice