

Octenilin, żel do ran, 20 ml

Cena: 40,34 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 ml
Postać	żel sterylny
Producent	SCHULKE POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Dezynfekujące, Nawilżające, odkażające, Wspomagające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Octenilin to medyczny żel do oczyszczania i leczenia ran skóry, w tym ran przewlekłych, zainfekowanych i oparzeniowych. Może być również stosowany do zwilżania bandaży i opatrunków oraz usuwania stwardniałych warstw na ranie.

Składniki

Octenilin żel na rany - skład

Oktenidyny dichlorowodorek, glikol propylenowy, hydroksyetyloceluloza, woda oczyszczona.

Zastosowanie

Octenilin żel jest stosowany w celu nawilżania oraz oczyszczania różnych rodzajów ran, w tym ran przewlekłych, zakażonych i oparzeniowych. Oto kilka przykładów, w których żel Octenilin może być skuteczny:

- Rany z martwicą suchą i rozplywną: Żel Octenilin pomaga w usunięciu pozostałości tkanek martwiczych oraz biofilmu z rany, jednocześnie nawilżając ją i oczyszczając.
- Utrzymania idealnego bilansu wilgoci w ranie: Octenilin żel wspomaga utrzymanie optymalnego poziomu wilgoci w ranie, co jest istotne dla procesu gojenia się.
- Rany ziarninujące i pokrywane się nabłonkiem: Żel Octenilin wspiera rozwój nowych tkanek (ziarninowanie) oraz pokrywanie się rany nabłonkiem.
- Rany oparzeniowe: Produkt ten może być stosowany do pielęgnacji ran oparzeniowych, pomagając w nawilżaniu i oczyszczaniu, a także wspierając proces gojenia się skóry.
- Wilgotna terapia ran chronicznych: Octenilin żel jest również skuteczny w wilgotnej terapii ran chronicznych, zarówno głębokich, jak i powierzchniowych, które mają niewielki wysięk lub są prawie suche.

Sposób użycia

- Przepłucz i oczyść ranę: Przed zastosowaniem Octenilinu żelu należy dokładnie przepłukać i oczyścić ranę. Można to zrobić za pomocą łagodnego roztworu soli fizjologicznej lub innych zaleconych środków do przemywania ran.



- Pokrycie rany Octenilin żel: Nanieś Octenilin żel na ranę, starając się pokryć ją całkowicie warstwą żelu o grubości 1-5 mm. Możesz używać opatrunków, gaz, kompresów lub innych materiałów wchłaniających lub wypełniających ranę.
- Pozostawienie Octenilinu na ranie: Octenilin żel może pozostać na ranie do momentu zmiany opatrunku. W zależności od charakterystyki rany i ilości wysięku, zaleca się zmianę opatrunku nie częściej niż co 3 dni.
- Natłuszczone gazy opatrunkowe: Jeśli stosujesz natłuszczone gazy opatrunkowe, konieczne jest codzienne zmienianie opatrunku i oczyszczanie rany. Ważne jest również dopasowanie odpowiedniego opatrunku do konkretnej fazy gojenia rany.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Nie wolno stosować żelu octenilin na chrząstce szkliste, do oczu, w uszach, nosie, pęcherzu moczowym i jamie brzusznej!
- Nie stosować do infuzji ani wstrzyknień!
- Nie spożywać!
- Tylko do użytku zewnętrznego.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Producent

SCHULKE & MAYER
Rydygiera 8
Warszawa