

Opaska elast PANI TERESA nadg krótka L 2sz



Cena: 23,74 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	2 szt.
Postać	-
Producent	SIGVARIS S.A.

Opis produktu

Opis

Krótki i bezszwowa opaska elastyczna na nadgarstek PT 0309 Pani Teresa jest odpowiednia do stosowania w profilaktyce, jak również do wspomagania procesu rehabilitacji i leczenia np. we wczesnej rehabilitacji po operacji, złamaniu lub innym urazie, czy po zdjęciu opatrunku gipsowego. Wzmacnia i ochrania aparat więzadłowy nadgarstka podczas wysiłku fizycznego, zapobiega m.in. naciągnięciom i nadwężeniom. Łagodzi ból i obrzęki.

Opaska ma anatomiczny kształt i przyjazną dla skóry, bezszwową konstrukcję. Wykonana jest z poliamidu i elastanu, z dodatkiem silikonu. To wyrób medyczny wielokrotnego użytku. Aby wybrać właściwy rozmiar, należy zmierzyć obwód ręki w nadgarstku.

Opakowanie zawiera 2 opaski.

Zastosowanie

Krótki i bezszwowa opaska elastyczna przeznaczona do stosowania w profilaktyce oraz leczeniu i rehabilitacji nadgarstka:

Jako wsparcie dla więzadeł nadgarstka, np. w celu zapobiegania nadwężeniom i napięciom, po urazach, zabiegach chirurgicznych, złamaniach, w bólach i łagodzeniu obrzęków.

Sposób użycia

Opaskę wciągnij na wysokość stawu nadgarstkowego.

Jeżeli to konieczne, czynność powtórz na drugiej ręce.

Stosuj na nieuszkodzonej skórze.

Ważne wskazówki

Właściwe użytkowanie urządzenia może wymagać porady lekarza. Wybór odpowiedniego rozmiaru jest warunkiem prawidłowego działania produktu. Aby dobrać odpowiedni rozmiar, zmierz obwód nadgarstka. Przechowywać w suchym miejscu. Unikać bezpośredniego światła słonecznego i wysokich temperatur. Unikaj silnego zabrudzenia. Prać ręcznie w 40°C z łagodnym środkiem piorącym (np. do prania wełny). Nie chlorować. Nie prasować.

Dodatkowe informacje



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- rozmiar L
- wielokrotnego użytku,
- krótka,
- bezszwowa,
- kolor: cielisty (beżowy).