


## Opatr.hydrożel. Aqua Gel 12x12cm 1 szt.



Cena: 12,87 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	KIK GEL-KIK MIROSLAW UJAZD ŚL.

### Opis produktu

#### Opis

Opatrunek hydrożelowy AQUA-GEL jest skutecznym rozwiązaniem do leczenia ran przewlekłych, oparzeń oraz innych urazów skóry, takich jak otarcia. Działa poprzez utrzymanie optymalnego środowiska w ranie, co przyspiesza procesy naskórkowania. Dzięki doskonałemu przyleganiu do rany, opatrunek Aqua-Gel zapewnia wygodę pacjentowi, ponieważ nie przywiera do rany, co sprawia, że zmiana opatrunku jest bezbolesna. Opatrunek ten również absorbuje wysięk z rany, zatrzymując go wewnątrz swojej struktury razem z drobnoustrojami. Jest elastyczny i łatwy do formowania, co umożliwi jego odpowiednie dopasowanie nawet w trudno dostępnych miejscach anatomicznych, takich jak twarz czy okolice stawów.

#### Zastosowanie

- oparzenia I-go, II-go oraz III-go stopnia (termiczne, chemiczne, elektryczne)
- oparzenia słoneczne
- owrzodzenia
- odleżyny
- inne rany przewlekłe (np. stopa cukrzycowa)
- otarcia, stłuczenia, obrzęki.

#### Właściwości

- Utrzymuje optymalne, wilgotne środowisko na powierzchni rany, co przyspiesza procesy epitelializacji.
- Posiada właściwości absorpcyjne, dzięki czemu wysięk z rany wraz z mikroorganizmami zatrzymywany jest w strukturze hydrożelu.
- Wspomaga autolityczne oczyszczanie rany z martwych tkanek.
- Wykazuje dobrą adhezję do rany, ale nie przykleja się do niej, co sprawia, że zmiana opatrunku jest bezbolesna dla pacjenta.
- Stanowi barierę dla zakażeń z zewnątrz, jednocześnie pozwalając na przepuszczalność gazów.
- Umożliwia łatwe podawanie leków poprzez iniekcyjne wprowadzanie leku pod opatrunek lub nasączenie opatrunku w roztworze leku przed



#### Dodatkowe informacje

- Rany powinny być poddawane regularnej kontroli
- Produkt jednorazowego użytku
- Produkt do użytku zewnętrznego