

Opatr.UrgoTul Ag/Silver 10 cm x 12 cm 1sz

Cena: 27,83 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.

Opis produktu

Opis

UrgoTul Ag/Silver wyrób medyczny, opatrunek z lipidowo- koloidową warstwą kontaktową impregnowaną solami srebra

Wskazania

Opatrunek UrgoTul Ag/Silver jest polecany do miejscowego leczenia ran, zwłaszcza tych związanych z miejscowym zapaleniem lub narażonych na takie ryzyko. Jest szczególnie odpowiedni do stosowania w przypadku ran przewlekłych, takich jak odleżyny i owrzodzenia kończyn dolnych, oraz ran ostrych, takich jak oparzenia o częściowej grubości, otarcia skóry, rany pourazowe i rany pooperacyjne.

Warto zauważyć, że opatrunek UrgoTul Ag/Silver nie ma właściwości samoprzylepnych. Jest to korzystne w przypadku ran, w których otaczająca skóra jest osłabiona lub wrażliwa. Opatrunek może być zastosowany bezpośrednio na ranę i utrzymywany na miejscu za pomocą bandaża lub innego odpowiedniego zabezpieczenia.

Działanie

Opatrunek UrgoTul Ag/Silver wykorzystuje właściwości cząsteczek hydrokoloidu (CMC) i matrycy lipidowo-koloidowej, które tworzą żel po zetknięciu się z wysiękiem rany. Te właściwości zapewniają utrzymanie wilgotnego środowiska, sprzyjającego gojeniu rany, oraz minimalizują uszkodzenia nowo powstałej tkanki przy zmianie opatrunku. Opatrunek również chroni otaczającą skórę.

Dodatkowo, opatrunek UrgoTul Ag/Silver zawiera jony srebra (TLC-Ag), które mają działanie przeciwbakteryjne. Srebro jest skuteczne przeciwko różnym rodzajom bakterii, w tym *Staphylococcus aureus*, MRSA, *Streptococcus pyogenes* i *Pseudomonas aeruginosa*, które są częstymi przyczynami zakażeń ran. Działanie przeciwbakteryjne opatrunku utrzymuje się przez okres do 7 dni, co również przyczynia się do zmniejszenia nieprzyjemnego zapachu

Skład

Opatrunek zawiera matrycę gojącą ze srebrem, wykonaną z siateczki poliestrowej impregnowanej cząstkami hydrokoloidu (karboksymetylocelulozy), wazeliny, polimerów kohezyjnych i soli srebra.

Sposób użycia

- Oczyszczyć ranę roztworem soli fizjologicznej. Jeśli wcześniej stosowano antyseptyk, dokładnie przepłukać ranę roztworem soli fizjologicznej przed nałożeniem opatrunku UrgoTul Ag/Silver.
- W razie potrzeby, opatrunek UrgoTul Ag/Silver można przyciąć jałowymi nożyczkami, dostosowując wielkość opatrunku do wielkości rany.
- Zdjąć z opatrunku ochronne skrzydełka.
- Nałożyć opatrunek UrgoTul Ag/Silver bezpośrednio na ranę.
- Przykryć opatrunek UrgoTul Ag/Silver drugim opatrunkiem (sterylną wkładką odpowiednią do pochłaniania wysięku, zabezpieczoną bandażem).
- W razie potrzeby założyć bandaż uciskowy.
- Opatrunek UrgoTul Ag/Silver można zmieniać co 1 do 3 dni w zależności od leczonej rany i przebiegu gojenia.
- Czas trwania kuracji UrgoTul Ag/Silver nie powinien przekroczyć jednego miesiąca.

Przeciwwskazania

- Nie stosować u kobiet ciężarnych ani karmiących piersią, noworodków i wcześniaków ze względu na brak danych w tych grupach pacjentów.
- Nie sterylizować повторно opatrunku.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na srebro i inne składniki opatrunku.