

Pani Teresa Basis, opaska stawu skokowego dziana, kolor cielisty, rozmiar L, skarpetka



Cena: 40,18 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PANI TERESA
Opakowanie	1 sztuka
Postać	opaska
Producent	SIGVARIS S.A.
Przeznaczenie	Stabilizujące
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

PANI TERESA Opaska elastyczna stawu skokowego - skarpetka to wyrób medyczny przeznaczony do ochrony przed urazami. Jest stosowana przy wzmożonym wysiłku fizycznym, zapewniając bezpieczeństwo i komfort. Opaska dobrze przylega do stopy i nadaje się do noszenia z obuwem.

Wskazania

Opaska wskazana jest do stosowania:

- profilaktycznie,
- pourazowo,
- przeciwbólowo,
- przeciwobrzękowo.

Skład

Poliamid 70%, Elastan 14%, Poliester 14%, Silikon 2%.

Sposób użycia

Dopasowanie rozmiaru:

- W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu nogi nad kostką, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:



- Część dzianą wyrobu – skarpetkową – wciągnąć na nogę tak, aby węższy ściągacz przypadał na śródstopie, a szerszy ściągacz powyżej kostki. Następnie odpiąć rzepy na taśmie dociągającej i nałożyć ją na nogę – krzyżując na przegubie (według rysunku), zapiąć na rzep regulując ucisk.

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia lub etykietą. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.
- W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.

Uwagi

- Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem. W czasie jej noszenia zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę. Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę. Nie stosować w przypadku niewłaściwego dobrania rozmiaru. Wyrób zbyt ciasny może pogorszyć krążenie krwi.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.
- Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

Producent

PANI TERESA
Powidzka 50
Września