

Pani Teresa, Opaska elastyczna stawu skokowego, bezszwowa, kolor: beż, rozmiar: M, 1 sztuka



Cena: 40,18 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PANI TERESA
Opakowanie	1 sztuka
Postać	opaska
Producent	SIGVARIS S.A.
Przeznaczenie	Stabilizujące, Wspomagające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Elastyczna opaska na staw skokowy PT 0303 Pani Teresa ma dwuelementową konstrukcję - składa się z dzianej, bezszwowej skarpety i taśmy zapinanej na rzep. To wyrób medyczny wielokrotnego użytku odpowiedni do stosowania również w obuwu.

Opaska wspomaga proces leczenia i rehabilitacji stawu skokowego. Może być stosowana we wczesnej rehabilitacji po operacjach, złamaniach lub innych urazach, jak również po zdjęciu gipsu. Wzmacnia i stabilizuje aparat więzadłowy. Pomaga w zmniejszaniu obrzęku i łagodzeniu bólu. Aby wybrać właściwy rozmiar, należy zmierzyć obwód nogi nad kostką.

Zastosowanie

- We wczesnej rehabilitacji po operacjach, złamaniach lub innych urazach,
- Po zdjęciu gipsu,
- W celu wzmocnienia i ochrony stawu, w szczególności podczas wysiłku fizycznego.

Sposób użycia

- Skarpetkę należy wciągnąć na nogę tak, aby węższy ściągacz znajdował się na śródstopiu, a szerszy ściągacz powyżej kostki.
- Na taśmie wzmacniającej odpiąć rzepy i nałożyć ją na staw skokowy, tak by skrzyżowała się na przegubie.
- Końce taśmy owinąć wokół kostki i zapiąć rzepy.
- Stosować wyłącznie na nieuszkodzoną skórę.

Ważne wskazówki

Właściwe użytkowanie urządzenia może wymagać porady lekarza. Wybór odpowiedniego rozmiaru jest warunkiem prawidłowego działania produktu. Aby dobrać odpowiedni rozmiar, zmierz obwód nadgarstka. Przechowywać w suchym miejscu. Unikać bezpośredniego światła słonecznego i wysokich temperatur. Unikaj silnego zabrudzenia. Prać ręcznie w 40°C z łagodnym środkiem



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

piorącym (np. do prania wełny). Nie chlorować. Nie prasować.

Dodatkowe informacje

Rozmiar M

Producent

SIGVARIS SA