

Seni Active Plus, majtki chłonne, rozmiar L, 10 sztuk

Cena: 47,26 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SENI
Opakowanie	10 sztuk
Postać	Majtki
Producent	TORUŃSKIE ZAKŁ. MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
Przeznaczenie	Chłonne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Seni Active Plus w rozmiarze L, 10 sztuk, to wyrób medyczny rekomendowany osobom uczestniczącym w rehabilitacji ruchowej oraz aktywnym osobom ze średnim i ciężkim stopniem nietrzymania moczu. Majtki są dobrze dopasowane do ciała, zapewniają cyrkulację powietrza i neutralizują zapach moczu. Są wygodne i dyskretne w użytkowaniu. Zakłada się je jak zwykłą bieliznę i można je łatwo zdjąć, dzięki możliwości rozerwania bocznych szwów. Dodatkowo posiadają wskaźnik wilgotności, który informuje, kiedy produkt należy zmienić.

Działanie

Elastyczne majtki chłonne Seni Active dzięki włókninie rozprowadzającej dają poczucie suchości. Włóknina pozwala na szybsze i dokładniejsze rozprowadzenie wilgoci wewnątrz wkładu chłonnego. Anatomiczny kształt wyrobu oraz wykonane z hydrofobowej włókniny elastyczne osłonki boczne sprzyjają odpowiedniemu dopasowaniu się wyrobu do ciała, zmniejszają ryzyko otarć mechanicznych oraz zapobiegają przeciekaniu. Zastosowana w wyrobie specjalna struktura warstwy zewnętrznej materiału umożliwia swobodną cyrkulację powietrza, dzięki czemu minimalizuje prawdopodobieństwo powstawania oparzeń i podrażnień. Dodatkowo materiał nie szeleści gwarantując komfort i dyskrecję użytkowania, a delikatna i miękka włóknina gwarantuje wygodę w trakcie noszenia. Wyrób został wyposażony w indykator wilgotności, w formie nadruku, który informuje o stopniu napełnienia wkładu chłonnego, a tym samym sugeruje kiedy należy wymienić produkt. Superabsorbent, zawarty w wyrobie, nie tylko zwiększa właściwości chłonne majtek, ale dodatkowo wykazuje właściwości antybakteryjne, hamując rozwój bakterii będących przyczyną przykrego zapachu.

Przeznaczenie

Majtki chłonne Seni Active Plus są przeznaczone dla osób ze średnim i ciężkim stopniem nietrzymania moczu. Polecane osobom, u których wyciek moczu jest bardzo obfity, osobom które korzystają z toalety rzadko lub wcale.

Sposób użycia



- Załóż majtki chłonne jak zwykłą bieliznę.
- W razie potrzeby, np. jeśli chcesz skorzystać z toalety, możesz je zdejmować i ponownie zakładać jak zwykłą bieliznę.
- Pamiętaj: aby zdjąć zużyte majtki chłonne rozerwij szwy boczne z obu stron majtek.
- Zwiń zużyte majtki chłonne i wyrzuć je do kosza na śmieci.
- Nie wyrzucaj zużytego wyrobu do toalety.

Uwagi

Testowane dermatologicznie.

Producent

TZMO-SENI

Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

tzmo@tzmo-global.com