

Worek na mocz 100 ml 1 szt. dziewczynki

Cena: 1,00 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	UNIDEM LTD SP.K.

Opis produktu

Opis

Jałowy woreczek bez gąbki do pobierania próbki moczu dla dziewczynek o pojemności 100 ml jest jednorazowym produktem przeznaczonym do zbierania próbek moczu od dziewczynek. Jest on zaprojektowany w taki sposób, aby ułatwić i zabezpieczyć proces pobierania próbki moczu w sposób higieniczny i precyzyjny.

Zastosowanie

Pobranie próbki moczu u dziewczynek.

Sposób użycia

Wyjąć woreczek z opakowania. Przykleić do ciała dziewczynki otworem skierowanym do cewki moczowej. Po napełnieniu woreczka moczem odkleić od ciała. Po użyciu wyrzucić.

Przeciwwskazania

- Nie używać jeżeli opakowanie zostało otwarte lub naruszone.
- Nie przechowywać w pobliżu substancji trujących, szkodliwych lub żrących
- Nie używać po terminie.