

Wortie Advanced, preparat do usuwania brodawek i kurzajek, 50 ml



Cena: 65,18 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	WORTIE
Opakowanie	50 ml
Postać	Aerozol
Producent	VITAMED
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Wortie Advanced to prosty w użyciu produkt do usuwania brodawek i kurzajek, nie wymagający montażu aplikatorów. Przeznaczony dla dzieci od 12. roku życia i dorosłych, dostępny bez recepty. Wortie Advanced wykorzystuje metodę zamrażania, podobną do krioterapii stosowanej przez lekarzy. Produkt jest przeznaczony do leczenia uporczywych, dojrzałych brodawek i kurzajek, które mają grubszą warstwę twardej skóry i mogą być trudniejsze do usunięcia niż nowopowstałe zmiany.

Zestaw zawiera żel przewodzący niską temperaturę, aerozol z metalową końcówką oraz 6 piankowych plastrów ochronnych, które zabezpieczają skórę po zabiegu. Żel wypełnia pęknięcia na powierzchni brodawki, co pozwala schłodzonej metalowej końcówce skutecznie przenikać w głąb kurzajki. Precyzyjna metalowa końcówka umożliwia dokładną aplikację, nie uszkadzając zdrowej skóry wokół brodawki. Zamrażanie rozpoczyna się w ciągu kilku sekund, powodując zbielenie skóry oraz uczucie swędzenia, pieczenia lub lekkiego bólu. Po zakończeniu aplikacji naturalny kolor skóry powraca, a nieprzyjemne odczucia ustępują w ciągu kilku godzin. Zamrożona skóra wraz z brodawką odpada po 10-14 dniach, odsłaniając nowy naskórek.

Składniki

Aerozol: eter dimetylowy (w postaci ciekłego gazu).

Tuba z żelem przewodzącym niską temperaturę: woda, glikol propylenowy, fenoksyetanol, karbomer, trietanolamina, kwas kaprylohydroksamowy, metylopropanodiol

Zastosowanie

- Do zamrażania brodawek i kurzajek twardych, głęboko zakorzenionych, zrogowaciałych, trudnych do usunięcia.
- Dla dzieci od 12. roku życia i dorosłych.

Sposób użycia

- Delikatnie ścisnąć tubę z żelą przewodzącym niską temperaturę i nałożyć jedną kroplę żelu dokładnie na kurczawkę lub brodawkę.
- Pozostawić pojemnik w pozycji pionowej; następnie nałożyć nasadkę, dopasowując symbol strzałki na nasadce do symbolu zamrażania na pojemniku.
- Mocno nacisnąć w dół nasadkę przez 3 sekundy (nie przekraczać 3 sekund). Będzie słychać dźwięk aktywacji (syk).
- Zdjąć nasadkę. Precyzyjnie przyłożyć schłodzoną, metalową końcówkę do kurczawki/brodawki na dłoni przez 20 sekund, a na stopie przez 40 sekund.
- Jeśli brodawka podeszwowa jest szczególnie bolesna podczas chodzenia lub jeśli otaczająca ją skóra jest wrażliwa po zabiegu, można użyć piankowych plastrów ochronnych do zabezpieczenia tego obszaru.
- Ostrożnie odkleić piankowy plaster i przykleić do skóry, tak aby wgłębienie znalazło się bezpośrednio nad leczonym obszarem.

Przeciwwskazania

- Nie stosować u osób chorych na cukrzycę lub z zaburzeniami krążenia obwodowego, u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.
- Nie stosować na otarcia, rany, podrażnioną skórę lub w miejscach zakażonych, zaczerwienionych lub wykazujących oznaki stanu zapalnego, takich jak swędzenie lub obrzęk. Takie zmiany mogą nie być brodawką/kurczawką i powinny zostać skonsultowane z lekarzem.
- Nie stosować na twarz, pachy, piersi, pieprzyki lub znamiona, brodawki z wyrastającym z nich włosami, brodawki narządów płciowych lub błony śluzowe w: jamie ustnej, nosie, odbycie, na narządach płciowych, uszach, ustach lub w pobliżu oczu.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek ze składników produktu.
- Nie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia.

Ostrzeżenia

- Tylko do użytku zewnętrznego.
- Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
- Nie przekłuwać ani nie spalać pojemnika, nawet po zużyciu.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
- Nie rozpylać nad otwartym ogniem, takim jak świece lub inne źródła zapłonu.
- Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/ 122°F.
- Chronić przed światłem słonecznym, przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
- Przebicie pojemnika lub wystawienie na działanie wysokiej temperatury grozi wybuchem i może być przyczyną obrażeń.
- Unikać kontaktu z oczami. Jeśli produkt dostanie się do oczu, płukać wodą przez 15 minut i natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ważne wskazówki

- Po zastosowaniu produktu kolor skóry może się zmieniać od białego do czerwonego.
- Pod brodawką lub kurczawką może powstać pęcherz, a uczucie bólu lub/i pieczenia zwykle utrzymuje się przez kilka godzin.
- Jeśli ból lub pieczenie utrzymuje się do następnego dnia (24 godziny) lub jeśli wystąpi inny problem (np. zamrożenie większego obszaru skóry niż brodawka/kurczawka lub utrata czucia), należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
- To naturalna reakcja, że leczony obszar może być wrażliwy przez kilka dni.
- Po odpadnięciu brodawki/kurczawki może wystąpić przebarwienie lub niewielka blizna.
- W środku leczonej brodawki/kurczawki po kilku dniach mogą pojawić się czarne kropki.
- Preparaty stosowane w krioterapii do zamrażania brodawek/kurczawek mogą powodować niewielkie rany oparzeniowe spowodowane niską temperaturą zamrażania.
- Należy utrzymywać leczony obszar w czystości.
- Można korzystać z prysznica i pływać.
- Nie należy odrywać lub drapać leczonego obszaru, ponieważ może to prowadzić do zakażenia.
- W razie potrzeby zabezpieczyć pęcherz po usuwaniu brodawki gazą lub sterylnym bandażem samoprzylepnym.
- Nie należy przekłuwać pęcherzy. Przebijanie pęcherzy może być bolesne i spowodować zakażenie.
- Unikać ekspozycji na słońce lub stosować krem z filtrem przeciwsłonecznym i minimalizować ryzyko urazu leczonych miejsc aż do całkowitego wyleczenia.
- W przypadku stosowania u dzieci, produkt powinien być zawsze aplikowany przez osobę dorosłą.

Producent

Trimb Healthcare



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
Niderlandy