

Emotopic Med+, emolientowy krem barierowy do twarzy i ciała, do codziennego stosowania, 75 ml



Cena: 40,43 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	75 ml
Postać	krem
Producent	LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące, Natłuszczające, Nawilżające, Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Emotopic Med+ to specjalistyczny krem barierowy o właściwościach emolientowych, przeznaczony do pielęgnacji twarzy i ciała. Stworzony z myślą o skórze suchej i atopowej, skutecznie chroni ją przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, takich jak wiatr, chłód czy suche powietrze. Jego bogata receptura, oparta na naturalnych olejach, intensywnie natłuszcza, koi podrażnienia i redukuje objawy przesuszenia – w tym szorstkość i uczucie ściągnięcia. Może być stosowany na całe ciało, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc narażonych na wysuszenie, takich jak łokcie, kolana czy dłonie. Odpowiedni dla dzieci i dorosłych – bez ograniczeń wiekowych.

Wskazania

Emolientowy krem barierowy zalecany jest w celu zapobiegania objawom atopowego zapalenia skóry (AZS) takim jak: suchość skóry, podrażnienia, zaczerwienienia, świądu oraz objawom towarzyszącym reakcjom alergicznym. Wskazany do codziennego stosowania na twarz oraz ciało, w szczególności na okolice rąk, łokci, kolan, w celu zapewnienia ochrony przed czynnikami zewnętrznymi (mróz, wiatr, suche powietrze, substancje drażniące), na skutek których skóra staje się szorstka, podrażniona lub reaguje wypryskiem kontaktowym. Rekomendowany dla dzieci i dorosłych bez ograniczeń wiekowych.

Działanie

Emolientowy krem barierowy Emotopic zapobiega przesuszeniu skóry, zapewniając długotrwały i wielokierunkowy efekt natłuszczenia i nawilżenia. Dzięki zawartości naturalnych olejów oraz ceramidów niweluje uczucie dyskomfortu i napięcia skóry i wspomaga utrzymanie prawidłowej kondycji i funkcjonowania naskórka od 1. dnia życia. Bogata formuła kremu, oparta na unikalnym połączeniu naturalnych olejów: konopnego, canola oraz ceramidów, tworzy na powierzchni skóry swoistą barierę ochronną, zabezpieczając przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych takich jak wiatr, mróz, suche powietrze czy substancje drażniące. Krem skutecznie łagodzi istniejące objawy suchości skóry tj: szorstkość, zaczerwienienie i łuszczenie naskórka. Widocznie poprawia kondycję skóry poprzez wzmocnienie jej funkcji barierowych, zapobiegając nawrotom przesuszenia, szczególnie okolic wrażliwych, takich jak ręce, łokcie, kolana.



Skład

Woda oczyszczona; emolienty: olej konopny, olej canola, masło Shea, ceramidy, hialuronian sodu, glicerol; substancje pomocnicze.

Sposób użycia

Krem stosować kilka razy dziennie (od 1 do 3), w zależności od stopnia suchości skóry, na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy i ciała. Przed pierwszym użyciem odkręcić nakrętkę i zerwać zabezpieczenie. Wyrób może być stosowany przez pacjentów w warunkach domowych oraz w placówkach opieki zdrowotnej.

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia lub etykietą wyrobu bądź skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Uwagi

Wyrób medyczny do użytku zewnętrznego. Używać zgodnie ze wskazaniem. Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami. W razie kontaktu z oczami, natychmiast przemyć je ciepłą wodą. Nie stosować na rany i błony śluzowe. Nie połykać. Wyrób nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek ze składników. W przypadku wystąpienia podrażnienia należy zaprzestać stosowania wyrobu. W sytuacji zaostrenia zmian skórnych skontaktować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia poważnego działania niepożądanego należy niezwłocznie skontaktować się z infolinią (801-121-111). Przechowywać w temperaturze pokojowej oraz unikać ekspozycji wyrobu bezpośrednio na wysoką temperaturę. Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie używać po upływie daty ważności. Nie używać w przypadku uszkodzonego opakowania.

Producent

Dr Irena Eris S.A
Armii Krajowej 12
05-500 Piaseczno