

Nailner, sztyft do leczenia grzybicy paznokci, 2 w 1, 4 ml



Cena: 59,77 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	NAILNER
Opakowanie	4 ml
Postać	sztyft
Producent	VITAMED
Przeznaczenie	Przeciwwgrzybicze
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Sztyft Nailner 2w1 jest specjalistycznym produktem medycznym przeznaczonym do leczenia i profilaktyki grzybicy paznokci. Jego formuła została opracowana w celu nasycania warstwy keratyny w paznokciu i wnikiwania głęboko w płytkę paznokcia. Produkt obniża pH, hamuje działanie enzymu keratynazy oraz eliminuje dermatofity, co zmienia środowisko w paznokciu na niekorzystne dla rozwoju grzybów. Dzięki temu nowo odrastający paznokieć jest chroniony przed ponownym zakażeniem.

Składniki

Substancje czynne: mleczan etylu, gliceryna, woda, kwas mlekowy, resacetofenon, kwas cytrynowy.

Zastosowanie

Vitamed Nailner 4 ml to wyrób medyczny przeznaczony do leczenia i profilaktyki grzybicy paznokci.

Sposób użycia

- Rozprowadź preparat na całej powierzchni paznokcia, nie wywierając mocniejszego nacisku.
- Pozostaw paznokcie do wyschnięcia na 1-2 minuty (w tym czasie nie zakładaj skarpet, butów itp.).
- Stosuj Nailner sztyft dwa razy dziennie przez cztery tygodnie.
- Po upływie tego czasu stosuj sztyft raz dziennie, aż do momentu wyrośnięcia zdrowego paznokcia w miejsce uszkodzonego.
- Sztyft Nailner można używać również w celu zapobiegania grzybicy – stosuj go wtedy raz dziennie.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku uczulenia na dowolny składnik.
- Przed rozpoczęciem leczenia dzieci i młodzieży do 16. roku życia należy skonsultować się z lekarzem.
- Przed zastosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem także w przypadkach: cukrzycy, problemów z krążeniem, w okresie ciąży lub karmienia piersią.



Ostrzeżenia

- Preparat wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Należy unikać kontaktu ze skórą.
- Może spowodować poważne uszkodzenie oczu. W przypadku dostania się preparatu do oczu, natychmiast przemyj je wodą, a w przypadku braku poprawy skonsultuj się z lekarzem.
- Nie wystawiać paznokci na działanie słońca od razu po aplikacji.

Ważne wskazówki

- Nie ma konieczności piłowania płytki paznokcia przed użyciem preparatu.
- Standardowo nowy paznokieć dłoni odrasta w całości w ok. 6 miesięcy, a paznokieć stopy w ok. 9-12 miesięcy.

Producent

VITAMED + ROWA GROUP