

Omnifix Elastic, elastyczny przylepiec hipoalergiczny, 5 cm x 10 m, 1 sztuka

Cena: 22,41 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Przylepiec
Producent	PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Omnifix Elastic to elastyczny przylepiec z włókniny wysokiej jakości, przeznaczony do mocowania opatrunków na całej powierzchni. Doskonale sprawdza się na stawach oraz zaokrąglonych i stożkowatych częściach ciała. Może być również używany do mocowania instrumentów pomiarowych, sond i cewników. Wykonany z hipoalergicznych materiałów, jest odpowiedni dla pacjentów z wrażliwą skórą.

Zastosowanie

- Mocowanie i pokrywanie całej powierzchni opatrunku, zwłaszcza na stawach, zaokrąglonych i stożkowatych częściach ciała.
- Mocowanie instrumentów pomiarowych, sond, cewników itp.
- Odpowiedni do skóry wrażliwej.

Sposób użycia

- Czystymi rękami wyjąć przylepiec z opakowania.
- Odciąć nożyczkami odpowiednią długość przylepca, tak by zabezpieczała krawędzie opatrunku.
- Przykleić przylepiec do skóry umocowując opatrunek w odpowiednim miejscu.
- Docisnąć przylepiec na krawędziach.
- Naklejać tylko na suchą skórę.

Właściwości

- Hipoalergiczny materiał odpowiedni do wrażliwej skóry,
- Wyjątkowo elastyczna włóknina dopasowująca się do kształtu ciała,
- Z nadrukowaną skalą pozwalającą na precyzyjne dopasowanie wymiarów,



APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Trzyma pewnie, ale daje się bezboleśnie usunąć,
- Po jego zdjęciu nie pozostawia resztek kleju,
- Rozmiar: 5 cm x 10 m.

Ważne wskazówki

- Wyrób medyczny jednorazowego użytku – nie stosować ponownie.
- Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Producent

Paul Hartmann AG
Paul Hartmann Straße 12
89522 Heidenheim, Germany