

# Opaska elast. stawu skokowego PasoFix L

Cena: 14,92 zł



## Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	PASO-TRADING SP. Z O.O.

## Opis produktu

### Opis

Opaska elastyczna **Pasofix** pomaga w leczeniu uszkodzonego lub nadwyręzonego stawu skokowego.

### Zastosowanie

- Opaska elastyczna PASO FIX może być stosowana jako opatrunek po zdjęciu gipsu, aby wspomóc proces rehabilitacji. Jej elastyczność pozwala na odpowiednie usztywnienie stawu i zapewnienie ochrony po okresie unieruchomienia.
- W przypadku schorzeń reumatyczno-zwyrodnieniowych, opaska PASO FIX może być stosowana w celu wsparcia leczenia. Poprzez wywieranie delikatnego nacisku na staw, może łagodzić ból i obrzęki oraz stabilizować staw, co może przynieść ulgę i poprawić komfort pacjenta.
- Szczególnie w przypadku stawu skokowego, opaska PASO FIX może wzmacniać aparat więzadłowy i zabezpieczać przed skręceniem stawu. Dzięki temu może być stosowana w profilaktyce urazów oraz w rehabilitacji po kontuzjach tego obszaru.
- Należy pamiętać, że dobór opaski i jej zastosowanie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami lekarza lub fizjoterapeuty, aby dostosować ją do indywidualnych potrzeb pacjenta i stanu jego zdrowia.

### Sposób użycia

Opaskę naciągnąć na wysokość kostki. Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę. Stosowanie opaski skonsultować z lekarzem.

### Uwagi

Prać ręcznie w temp. 40 stopni Celsjusza z dodatkiem delikatnych środków piorących np. dla włókien syntetycznych. Nie prasować, nie chlorować, suszyć w sianie luźnym