

## P.Teresa opaska elast.nadgarst. S

Cena: 22,46 zł



### Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SIGVARIS S.A.

### Opis produktu

#### Opis

Opaska elastyczna na nadgarstek „20” Pani Teresa to wyrób medyczny odpowiedni do wielokrotnego użycia przeznaczony do wspomaganie procesu leczenia oraz rehabilitacji. Może być stosowana profilaktycznie, jak również po urazie i operacji, oraz w przypadku przewlekłych zmian zwyrodnieniowych stawu nadgarstkowego. Pomaga w łagodzeniu dolegliwości bólowych, przekrwienia i upośledzenia funkcji ręki, zapobiega i zwalcza pourazowe obrzęki nadgarstka. Stosowana jako opatrunek po zdjęciu gipsu - wykazuje działanie przeciwbólowe, w szczególności w okresie rehabilitacji. Opaska jest wysoce elastyczna. Wykonana została z delikatnych dla skóry materiałów z dodatkiem bawełny. Aby wybrać właściwy rozmiar, należy zmierzyć obwód ręki w nadgarstku.

#### Stosowanie

Opaskę wciągając na wysokość stawu nadgarstkowego, umieszczając kciuk w mniejszym otworze.

Założyć szwami na zewnątrz.

Stosować wyłącznie na nieuszkodzoną skórę.

#### Zastosowanie

- po urazie,
- po operacji,
- w przypadku przewlekłych zmianach zwyrodnieniowych,
- w celu złagodzenia bólu.

#### Ważne wskazówki

Właściwe użytkowanie urządzenia może wymagać porady lekarza. Wybór odpowiedniego rozmiaru jest warunkiem prawidłowego działania produktu. Aby dobrać odpowiedni rozmiar, zmierz obwód nadgarstka. Przechowywać w suchym miejscu. Unikać bezpośredniego światła słonecznego i wysokich temperatur. Unikaj silnego zabrudzenia. Prać ręcznie w 40°C z łagodnym środkiem piorącym (np. do prania wełny). Nie chlorować. Nie prasować.

#### Dodatkowe informacje



- rozmiar S jest odpowiedni dla osób, u których obwód ręki w nadgarstku wynosi 14-18 cm,
- wielokrotnego użytku,
- delikatna dla skóry,
- długa,
- kolor: biały.