

Pani Teresa opaska elastyczna staw skokowy skarpeta, rozmiar S, 1 sztuka



Cena: 40,18 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PANI TERESA
Opakowanie	1 sztuka
Postać	opaska
Producent	SIGVARIS S.A.
Przeznaczenie	Stabilizujące
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Elastyczna, bezszwowa opaska stawu skokowego w rozmiarze S.

Stosowanie

Część dzianą wyrobu - skarpetkę - wciągnąć na nogę tak, aby węższy ściągacz przypadał na śródstopie, a szerszy ściągacz powyżej kostki. Następnie odpiąć rzepy na taśmie wzmacniającej. Taśmę nałożyć na staw skokowy, krzyżując na przegubie stopy, zapiąć na rzepy.

Przeznaczenie

Do celów wspomagania procesu leczenia oraz rehabilitacji zgodnie ze wskazaniami.

Właściwości

Opaska elastyczna stawu kolanowego - bezszwowa to wyrób medyczny wielokrotnego użytku przeznaczony do celów wspomagania procesu leczenia oraz rehabilitacji zgodnie ze wskazaniami.
Profilaktycznie, pourazowo, przeciwbólowo, przeciwobrzękowo.

Producent

SIGVARIS SA
Powidzka 50
00-052 Warszawa
dorota.wisniewska@sigvaris.com