

PasoFix Opaska elastyczna stawu nadgarstkowego krótka rozmiar L - 1 sztuka

Cena: 16,53 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opaska elastyczna
Producent	PASO-TRADING SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Wspomagające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Opaska elastyczna PASO FIX jest odpowiednia do celów sportowych – chroni i stabilizuje staw nadgarstkowy bez ograniczania jego ruchomości. Może być również stosowana w celach rehabilitacyjnych, wspomagając leczenie uszkodzonego lub nadwyrężonego stawu nadgarstkowego.

Sposób użycia

Opaskę naciągnąć od dołu na wysokość stawu nadgarstkowego. Stosować pod nadzorem fizjoterapeuty lub lekarza.

Ostrzeżenia

Nie stosować bezpośrednio na uszkodzoną skórę. W przypadku wystąpienia uczucia dyskomfortu niezwłocznie zdjąć opaskę. Wyrób jednorazowego użycia – nie stosować ponownie.

Ważne wskazówki

W celu doboru odpowiedniego rozmiaru należy zmierzyć obwód:

STAWU NADGARSTKOWEGO (obwód ręki w nadgarstku):

- S (15 - 16 cm),
- M (17 – 18 cm),
- L (19 - 20 cm),
- XL (21 - 22 cm)

Producent

PASO-TRADING



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943