

Setopress, bandaż do kompresjoterapii, 10 cm x 3,5 m, 1 sztuka



Cena: 31,52 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	bandaż
Producent	MOLNLYCKE HEALTH CARE POLSKA SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Setopress to medyczny bandaż kompresyjny przeznaczony do leczenia owrzodzeń żylnych na goleniach.

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do stosowania w kompresoterapii schorzeń kończyn np. owrzodzenia goleni.

Sposób użycia

Aby uzyskać odpowiednią siłę ucisku należy naciągnąć bandaż tak, aby nadrukowane na nim prostokąty przyjęły postać kwadratów. Brązowe prostokąty po jednej stronie bandaża Setopress po odpowiednim naciągnięciu zapewniają ucisk 40 mmHg w stawie skokowym, natomiast zielone prostokąty po drugiej stronie bandaża po naciągnięciu zapewniają ucisk 30 mmHg w stawie skokowym.

Ostrzeżenia

Jeśli stosowanie kompresji sprawia trudność na początku można stosować umiarkowany ucisk i stopniowo go zwiększać.

Uwagi

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent

MOLNLYCKE