

## Wkł.anat. TENA Lady Normal 30 szt.

Cena: 26,23 zł



### Opis słownikowy

Opakowanie	30 szt.
Postać	-
Producent	ESSITY POLAND SP. Z O.O.

### Opis produktu

#### Opis

**Tena Lady Normal** to specjalistyczne podpaski zaprojektowane specjalnie dla kobiet z lekkim i średnim nietrzymaniem moczu. Oto zalety tych podpasek:

- **Mikroperełki:** Podpaski Tena Lady Normal zawierają mikroperełki, które skutecznie wiążą płyn wewnątrz produktu, zapewniając uczucie suchości i komfortu. Dzięki temu utrzymują skórę suchą i chronią przed wilgocią.
- **System Body Shaped DryZone:** Podpaski zostały odpowiednio ukształtowane i dopasowane do kobiecego ciała, aby zapewnić wygodę i skuteczną ochronę. System Body Shaped DryZone gwarantuje, że podpaska będzie dobrze przylegać do ciała i nie przesuwać się podczas noszenia.
- **Elastyczne i miękkie opaski boczne:** Podpaski Tena Lady Normal posiadają elastyczne i miękkie opaski boczne, które pomagają utrzymać produkt na miejscu, zapewniając poczucie pewności i ochrony.
- **System Fresh Odour Control:** Dzięki temu systemowi podpaski zapobiegają powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, co przyczynia się do uczucia świeżości i komfortu przez dłuższy czas.
- **Materiał Silky Soft:** Wierzchni materiał podpasek, o nazwie Silky Soft, jest delikatny dla skóry i zapewnia ochronę przed kontaktem z wilgocią. Dzięki temu skóra pozostaje sucha i zdrowa.

#### Zastosowanie

Do codziennego stosowania przy lekkim i średnim stopniu nietrzymania moczu.

#### Sposób użycia

Podpaski Tena Lady Normal, należy ją przykleić do wewnętrznej części bielizny, upewniając się, że jest odpowiednio dopasowana i trzyma się na miejscu. Po zużyciu podpaski, należy ją wyrzucić do kosza na śmieci.