

Żel do badań EKG i USG , bezbarwny, 500 g

Cena: 14,32 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	500 g
Postać	Żel
Producent	WYTW. EUCERYNY LABORAT.FARMAC.COEL SP.J. E.Z.M.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

- Opis**
Żel do EKG i USG.
- Wskazania**
Specjalnie dobrana receptura wyrobu pozwala na stosowanie go zarówno w diagnostyce ultrasonograficznej jak i elektrokardiograficznej.

Działanie
Żel łatwo rozprowadza się i posiada neutralny odczyn pH. Skład żelu gwarantuje brak oddziaływania na głowicę aparatu. Odpowiednia lepkość zapewnia dobrą przyczepność i zapobiega spływaniu wyrobu z ciała pacjenta podczas badania.

Skład
Hydrożel zawiera: 95,34% wody oczyszczonej; 3,4% 1,2- propanodiolu; 0,7% polimeru kwasu akrylowego; 0,21% sodu wodorotlenku; 0,2% nipaginy M; 0,1% bronopolu; 0,05% disodu wersenianu 2.hydrot.
Kod EAN

Sposób użycia
Badaną powierzchnię skóry należy dokładnie oczyścić i osuszyć, a następnie nałożyć warstwę żelu. Po zakończeniu badania żel należy całkowicie usunąć papierowym ręcznikiem, aby uniknąć pobrudzenia ubrania badanego.
Przy badaniu USG jeśli obraz nie jest wyraźny lub czułość się zmniejsza, przed próbą regulacji aparatu należy nałożyć więcej żelu na skórę.

Producent
COEL
Władysława Żeleńskiego 45
Kraków



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943